



TASKI® Sani Des

Desinfizierender Sanitärreiniger

Produktbeschreibung

Täglicher Desinfektionsreiniger für die Reinigung, Desinfektion und Desodorierung aller wasserfester Oberflächen im Sanitärbereich (Waschbecken, Duschen, Bäder, Armaturen, Türen, Toilettenränder, etc.)

Eigenschaften

- 3 in 1 - reinigt, desinfiziert und desodoriert
- Desinfektionsmittel, wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen

Vorteile

- Ideal zur täglichen Reinigung von verschmutzten Sanitäreoberflächen (z.B. Fingerabdrücke, Seife, Shampoo, Zahnpasta, Kalk und Hautfett) aus Kunststoff, Chrom, Porzellan oder Edelstahl
- Reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Kreuzkontamination mit Bakterien.
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Sani Des ist in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich und wird entweder manuell (Standardkonzentrat) oder über eines unserer Dosiersysteme (J-Flex oder QuattroSelect) dosiert

Detaillierte Informationen zur Dosierung finden Sie in der Tabelle der technischen Daten

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung

Anwendung

Sprühmethode:


- Sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch sprühen und wischen Sie die verschmutzte Fläche ab
- Verwenden Sie einen Schwamm, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen
- Lassen Sie es die Reinigungslösung einwirken (siehe mikrobiologische Registerkarte)
- Spülen oder ersetzen Sie das Tuch regelmäßig

Eimermethode:

- Die Lösung mit einem Tuch/Schwamm oder Mopp auftragen und die verschmutzte Fläche abwischen
- Lassen Sie es die Reinigungslösung wirken (siehe mikrobiologische Registerkarte)
- Verwenden Sie einen Schwamm, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen

Nasswischmethode:

- Reinigungslösung mit einem Mopp auftragen und die verschmutzte Lösung aufnehmen



© A.I.S.E.



TASKI® Sani Des

Desinfizierender Sanitärreiniger

Technische Daten

Gebinde	Beschreibung/ Verpackung	Sprühflasche	Eimer	Aussehen	pH-Wert Konzentrat	pH-Wert Gebrauchslösung	Relative Dichte (20°C)
QuattroSelect	Sani Des QS 2 x 2,5 L	2%	1% (Leichte Verschmutzung) 1,5% (Starke Verschmutzung)	Klare, rote Flüssigkeit	11	10,7	1,05 g/cm ³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation. Leere Sprühflaschen und zugehörige Sprühgeräte sind ebenfalls erhältlich. Für die manuelle Dosierung von 1 L und 5 L Produkten sind entsprechende Spenderpumpen erhältlich.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu entnehmen. sds.diverseyl.com/
Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde. Vor extremen Temperaturen schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht mehr als 3% auf kalkhaltigen Böden wie z.B. Marmor verwenden.
Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Waschmittelverordnung, EG 648/2004.

Mikrobiologische Daten:

- EN14476 Viruzid - 1.5% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN 1276 Bakterizid - 1.0% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN 1650 Levurizid - 0.5% / 15 Min. / hohe Belastung (nur candida)